PVC_P.7001_Ελληνικά v009 08/2021

NON STERILE

Portia®
PHARMACY PRODUCTS SINCE 1857

Διάφραγμα κολπικού δακτυλίου

Ιατροτεχνολογικό προϊόν για τη θεραπεία της συμπτωματικής πρόπτωσης μήτρας στις γυναίκες.

Εύκαμπτο πολυβινυλοχλωρίδιο (PVC), διάμετρος 50 mm-110 mm, πάχος 12,5 mm.

Χωρίς λάτεξ, δεν περιέχει μέταλλο. Δεν ισχύουν ειδικές συνθήκες αποθήκευσης.

Να μην αποτεφρώνεται, να απορρίπτεται σύμφωνα με τους τοπικούς κανονισμούς.

Ο ορισμός του μεγέθους, η εφαρμογή και η αντικατάσταση του διαφράγματος πραγματοποιούνται υπό ιατρική καθοδήγηση.

Αντικαταστήστε το διάφραγμα με νέο μετά από το προτεινόμενο διάστημα χρήστης 6 μηνών.

Για την επιλογή του σωστού μεγέθους - Μετρήστε την απόσταση ανάμεσα στον τράχηλο ή την κολπική κοιλότητα και την ηβική σύμφυση για να διαπιστώσετε το σωστό μέγεθος του διαφράγματος δακτυλίου. Ένας Οδηγός μεγεθών Portia διατίθεται από την Bray Group.

Πριν από την τοποθέτηση - Εξετάστε και αξιολογήστε την πρόπτωση και τα κολπικά τοιχώματα της ασθενούς.

Για την τοποθέτηση - Συμπιέστε το διάφραγμα σε ωοειδές σχήμα και τοποθετήστε το στο εσωτερικό του κόλπου. Θα πρέπει να τοποθετηθεί ανάμεσα στον οπίσθιο θόλο και την ηβική σύμφυση και να μην είναι χαλαρό.

Οι **αντενδείξεις** ενδέχεται να περιλαμβάνουν ενόχληση κατά την τοποθέτηση, αιμορραγία, έλκη, φλεγμονή της λεκάνης, λοιμώξεις όπως κολπίτιδα, μη συμμόρφωση της ασθενούς και καθυστερημένη παρακολούθηση.

Προειδοποιήσεις - Στην περίπτωση που εμφανιστούν συμπτώματα όπως εκτεταμένη κολπική αιμορραγία, εκκρίσεις, πόνος, ερεθισμός ή άλλες ανεπιθύμητες ενέργειες που ενδεχομένως προκαλούν ανησυχία, επικοινωνήστε με το άτομο που τοποθέτησε το διάφραγμα, διαφορετικό επαγγελματία υγείας ή τον κατασκευαστή. Η χρήση διαφράγματος ενδέχεται να επιδεινώσει ή να εντείνει την ακράτεια.

Επιπλοκές ενδέχεται να προκύψουν σε περίπτωση αντικατάστασης του διαφράγματος ή όπου η αυτο-διαχείριση πραγματοποιείται χωρίς επίβλεψη επαγγελματία υγείας.

Ηλεκτρονικές οδηγίες, βίντεο και μεταφράσεις παρέχονται στη διεύθυνση: www.portiapessaries.com

EC REP
Mdi Europa GmbH
Langenhagener Str. 71,
D-30855
Langenhagen

Bray Group

Bray Group Ltd
1-5 Regal Way
Faringdon SN7 7BX
United Kingdom
+44 (0) 1367 240736

CE 1639 GMDN 34149